



INTRODUCING PowerStrip™

Bringing you much
more than pain relief.

PowerStrips sind eine patentierte Mischung aus Energietechnik und alten Kräutern.

U.S. FDA gelistet Klasse 1 Medikal Device.

Einfach zu verwenden und komplett natürlich.

Anwendung

Ziehen Sie eine Seite des Trägers. Platzieren Sie die Klebeseite des Powerstrip™ auf der Haut. Drücken Sie und glätten. Entfernen Sie das andere Stück Rückhalt und glätten Sie weiterhin auf die Haut. Sie mögen Unterstützung brauchen, um Powerstrips™ an schwer zugänglichen Stellen zu platzieren. Für beste Ergebnisse, verwenden Sie eine neue Powerstrip™ alle 1-2 Tage.

Zutaten

Jeder topisch angewendet Powerstrip™ hat eine proprietäre Mischung von: Fermentierte Korean Red Ginseng-, Silber-Ionen, Germanium und Marine Phytoplankton Alpha 3 CMP.

Nach der Anwendung PowerStrips™

Bei der Verwendung von Powerstrips™ können Sie ein Wärmegefühl fühlen, das als normal angesehen wird. Achten Sie darauf, wie Sie sich fühlen und passen Nutzung nach Bedarf. Nach dem Entfernen Ihre Powerstrip™ möge Ihre Haut sich warm fühlen und rot erscheinen. Das ist normal und die Rötung wird nach ein paar Minuten verschwinden. In seltenen Fällen kann es zu einigen Beschwerden führen. Wenn ja, entfernen Sie sofort den Powerstrip™.

Vorsichtsmaßnahmen

Diejenigen mit Dermatitis oder anderen Hauterkrankungen sollten mit ihrem Arzt vor der Verwendung Powerstrips™ konsultieren. Verwenden Sie nicht, wenn Sie allergisch gegen einen der Inhaltsstoffe im Produkt sind. Auf Hautausschläge, Wunden oder geschädigte Haut nicht verwenden Sie nicht. Powerstrips™ sind nicht zur Verwendung durch Kinder bestimmt.

Speicherung Ihrer PowerStrips™

Halten Sie Ihr Powerstrip™ in der Originalverpackung versiegelt. Denken Sie daran, die Powerstrips™ Beutel nach jedem Gebrauch zu versiegeln. Verwenden Sie einen Powerstrip™ zu einem Zeitpunkt. Lagern Sie nicht das Produkt in direktem Sonnenlicht oder in hohe Luftfeuchtigkeit wenn möglich. Lagern bei



*FDA gelistet
Klasse 1
Medikal Device.*

